

D

Prebond SE®

Gebrauchsinformation

Prebond SE Self Etch ist ein Self-Etch, lichthärtend Einkomponenten-Klebstoff für den Klebstoff Wiederherstellung Technik.

Zusammensetzung

Prebond SE enthält funktionelle MDP Monomer, Methacrylat, Photoinitiatoren, Ethanol, Wasser.

Weitere Einsatzgebiete

Können in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- Mit Überempfindlichkeit Behandlungen
- Mit Wurzeloberfläche Empfindlichkeit Behandlungen
- Mit dem Hohlraum und Dentin Lacke
- Mit Pit und Riss Sealents

Indikationen für den Einsatz Klebstoff für die adhäsive Restauration Technik verwendet der direkten und indirekten Restaurationen.

- Befestigung von Composite-Material und Komonomer am Schmelz und Dentin
- Klebefestigung von Restaurationen aus Keramik oder Verbundstoff bei Schmelz und Dentin
- Befestigung und Reparatur von lichthärtenden Composites am Hybrid-Keramik, Komposit, Metall oder Amalgam
- Auch als Dentin-Versiegelung

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind extrem selten, wenn sie richtig vorbereitet und aufgebracht. Sollten Sie trotzdem unerwünschte Nebenwirkungen - auch in Zweifelsfällen - dann wenden Sie sich bitte

Kontaktieren Sie uns und geben Sie eine genaue Beschreibung der Umstände und Symptome. Bestandteile Prebond SE kann dazu führen, Empfindlichkeit oder eine allergische Reaktion mit einer Prädisposition Person.

Arbeitsanweisung

Stellen Sie sicher, dass die Verarbeitungshinweise und Vorsorgemaßnahmen im mitgelieferten beschriebenen Produktinformationen sind immer strikt eingehalten. Sollte der Patient leiden unerwünschte Reaktionen oder andere unerwünschte Vorkommnisse ergeben obwohl diese Anweisungen befolgt wurden, dann bitte Informieren Sie uns und geben Sie eine genaue Beschreibung der Umstände.

Wechselwirkungen

Phenole und andere Stoffe (beispielsweise, Zinkoxid-Eugenol), die bewirken können Polymerisation, darf nicht mit kontaktiert werden C-Bond Self Etch, ein.

Konventionelle Füllung-Technik

a) Herstellung des Hohlraums
Gemäß den Prinzipien der Sanieren-Technik. Bei Bedarf kann ein punctional Capping der Pulpe mit einer starken-Einstellung Calciumhydroxid-Zement-gesetzt werden soll. Konditionierung von Schmelz mit einem Finierer. Unpolished Schmelz mit geätzt werden. Ätz-Gel oder gereinigt mit Bimsstein. Danach Spülen Schmelz gut und trocknen. Die Verwendung von Damm empfohlen für hygienischen Gründen.

b) Anwendung

Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut und geben einen Tropfen in eine Ausgabeöffnung gut. Bewerben leicht Prebond SE für 20 s an Dentin und Schmelz. Trocknen Sie sanft mit Öl freier Luft der C-Bond Selbst Etch für 5 s. Danach lichthärteten 10 s (Halogen-oder LED-Polymerisation-Vorrichtung mit einem Licht-Intensität> 800 mW / cm²). Wenn das Licht-Intensität ist niedrig der lichthärtenden verlängert entsprechend.c) Füllungen aus Komposite und KomonomerVerwenden Wiederherstellungsmaterial nach demAnweisungen des Herstellers.

2. Befestigung von Inlays / Onlays, Veneers und Kronen

Bei der Verwendung von Prebond SE ist es, dass genügend zu beobachten Licht (gemäß den Anweisungen des Hersteller) in die vollständige immer Restaurierung.

a) Vorbereitung der RestaurationBereiten Sie die Wiederherstellung über die Arbeits-Anweisungen der entsprechenden Substanz .. Herstellung des Hohlraums

Wie in Punkt 1.1. beschrieben.

c) Anwendung

Wie in Punkt 1.2. beschrieben.

d) Zementierung

Gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Adhäsion von anderen Oberflächen

a) Herstellung

b) Keramik

Infraorale Anwendung:

Ceramic Flächen sollten mit einem aufgeraut werden
Diamantbohrer, sandgestrahlt oder mit 37% geätzt Phosphorsäure-(z. B. Extra-Gel), gespült und getrocknet mit ölfreier Luft.

Extraoralen Anwendung:

Ceramic Oberflächen können mit 5% HF geätzt werden
danach gespült und getrocknet mit ölfreier Luft.

Optional:

Silanisierung von keramisch-Oberflächen (nach Anweisungen des Herstellers)

c) Metall-und Amalgam

Rauen Oberflächen mit einem Diamantbohrer oder sandstrahlen sie.

Danach sauber mit Strom jet (extra oral) oder Aceton und trocken mit ölfreier Luft.

d) Composite

Oberflächen von Verbundwerkstoffen sind mit aufgeraut werden
Diamantbohrer oder sandgestrahlt, gereinigt mit Phosphorsäure, spült und trocknet mit ölfreier Luft.

e) Anwendung

Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut und geben einen Tropfen

in die Ausgabeöffnung gut. Verschließen Sie die Flasche

sobald nach Gebrauch. Bewerben C-Bond Self Etch mit

ein Einweg-Bürste für 20 s auf die Oberfläche. Trocknen Sie die

Verklebung vorsichtig für 5s mit ölfreier Luft. Danach lichthärteten 10 s (Halogen-oder LEDPolymerisation-Vorrichtung mit einem Licht-Intensität

> 800mW/cm²). Wenn das Licht-Intensität geringer die lichthärtenden verlängert entsprechend.

f) Wiederherstellung

Verwenden Sie die Wiederherstellung-Material nach dem

Anweisungen des Herstellers.

4. Versiegelung des Dentins
Bitte beachten Sie die Arbeitsanweisung an der Stelle

1.1 und 1.2.

Notfall-Maßnahmen

Akute Gefahr am Patienten während versehentlich verschluckt wird unter Berücksichtigung der

kleinen Mengen (Anwendung mit Einweg-Bürste) nicht zu erwarten. Wenn es einen direkten Kontakt mit

die Mundschleimhaut verreiben, sorgfältig mit Leitungswasser. In

Bei Augenkontakt spülen Sie sorgfältig mit Leitungswasser.

Für die Auswertung und nach der Behandlung an einem

Augenarzt.

Toxikologische Wirkung

Die Toxizität des direkten der vitalen Dentin Kontaktierung

und dementsprechend Prebond SE eingesetzt werden, die dringt in die Dentinkanälchen ist vergleichbar mit

glasionomercement oder polycarboxylat.

Folgend Beachten

Nur für den Einsatz von Zahnärzten oder Zahntechnikern oder Menschen, die von ihnen zugeordnet sind. Fern halten von Kindern! Entsorgen Sie nur

rückstandsfrei weniger Verpackung. Lagerung und Kennzeichnung

Verfallsdatum und LOT - siehe Paket. Lagerung 4-22 ° C/39-72 ° F

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Hygienische Empfehlungen

Die Einhaltung der folgenden Empfehlungen sorgt für eine optimale hygienische Bedingungen bei der Verwendung Prebond

SE.

- Einweg-Bürsten sollten nur an einem verwendet werden

Patient

- Schließen Flasche nach Gebrauch sofort und desinfizieren sie mit aktuellen Agenten.

Verpackung Prebond SE, 5ml 0482

Gebrauchsanweisung

Prebond SE R Friedrich-Wilhelm-Str. 15 D

D-47051 Duisburg / Deutschland

www.presidentdental.de info@presidentdental.de

Fon: + (49) 203 3922 8772 Fax: + (49) 203 3922 8773

0 ° C 22 ° C

GB

Prebond SE®

Instruction for use

Prebond SE Self Etch is a self-etching, light curing one component adhesive for the adhesive restoration technique.

Composition

Prebond SE contains functional MDP monomer, methacrylate, photoinitiators, ethanol, water.

Other areas of use

Can be used together in the following areas:

- With hypersensitivity treatments
- With Root Surface sensitivity treatments
- With Cavity and Dentin Varnishes
- With Pit and Fissure Sealants

Indications for use

Adhesive for the adhesive restoration technique used on direct and indirect restorations.

- Fixing of composite-material and compomer at enamel and dentin

- adhesive fixing of restorations of ceramic or composite at enamel and dentin

- Fixing and repairing of light cure composites at hybrid ceramic, compo, metal or amalgam

- also usable as dentin-sealer

Side effects

Side effects with this medical product are extremely rare if it is properly prepared and applied. Should you encounter undesirable

side-effects – even in case of doubt – then please contact us and give a precise description of the circumstances and symptoms.

Constituent parts of Prebond SE can lead to sensitivity or an allergic reaction with a predisposed person.

Working instruction

Ensure that the processing instructions and precautionary measures described in the supplied product information are always strictly observed.

Should the patient suffer undesirable reactions or any other unwanted incidents arise even though these instructions have been observed, then please inform us and give a precise description of the circumstances.

Interactions

Phenolics and other substances (e.g., zinc-oxide-eugenol), which may effect the polymerisation, must not be contacted with C-Bond Self Etch.

1. Conventional filling-technique

a) Preparation of the cavity

According to the principles of the restoring-technique. If necessary a punctional capping of the pulp with a strong-setting

calciumhydroxide-cement is to be set. Conditioning of the enamel with a finishing bur.

Unpolished enamel is to be etched with etching-gel or cleaned with pumice. Afterwards rinse enamel well and dry it. The use of dam is recommended for hygienic reasons.

b) Application

Shake bottle well before use and give one drop into a dispensing well.

Apply gently Prebond SE for 20 s to dentin and enamel. Dry gently with oil-free air the C-Bond Self Etch for 5 s.

Afterwards light-cure for 10 s (halogene- or LED-polymerisation-device with a light-intensity of >800 mW/cm²). If the light-intensity is low the

light-curing prolongs correspondingly.

c) Fillings of composite and compomer

Use restoration material according to the instruction of the manufacturer.

2. Fixing of inlays/onlays, veneers and crowns

While using Prebond SE it is to observe that enough light (according to the instructions of the manufacturer) is getting into the complete

restoration.

a) Preparing of the restoration

Prepare the restoration concerning to the working instructions of the corresponding substance..

b) Preparation of the cavity

As described in point 1.1.

c) Application

As described in point 1.2.

d) Cementation

According to the instructions of the manufacturer.

3. Adhesion of other surfaces

a) Preparation

b) Ceramics

Infraoral application:

Ceramic surfaces should be roughened with a diamond bur, sandblasted or etched with 37% phosphoric-acid (z. B. Extra Gel), rinsed and dried with oil-free air.

Extra oral application:

Ceramic surfaces can be etched with 5% HF acid afterwards rinsed and dried with oil-free air.

Optional:

Silanization of ceramic-surfaces (according to instructions of manufacturer)

c) Metal and Amalgam

Roughen surfaces with a diamond bur or sandblast them.

Afterwards clean with stream jet (extra oral) or acetone and dry with oil free air.

d) Composite

Surfaces of composites are to be roughened with diamond bur or to be sandblasted, cleaned with phosphoric acid, rinsed and dried with oil free air.

e) Application

Shake bottle well before use and give one drop into the dispensing well. Close the bottle immediately after use. Apply C-Bond Self Etch with a disposable brush for 20 s onto the surface. Dry the

bonding gently for 5s with oil free air. Afterwards light-cure for 10 s (halogene- or LEDPolymerisation-device with a light-intensity of

>800mW/cm²). If the light-intensity is lower the light-curing prolongs correspondingly.

f) Restoration

Use the restoration-material according to the instructions of the manufacturer.

4. Sealing of the dentin

Please take note of the working instruction at point 1.1 and 1.2.

Emergency-measures

Acute danger at the patient throughout accidentally swallowing is in consideration of the small quantities (application with disposable brush) not to be expected. If there is a direct contact with the oral mucosa rinse carefully with tap water. In case of eye-contact rinse carefully with tap water.

For evaluation and after treatment contact an ophthalmologist.

Toxicological effect

The toxicity of the direct the vital dentin contacting and accordingly used Prebond SE which penetrates the dentin canals is comparable with glasionomercement or polycarboxylat.

Note

Only for the use of dentists or dental technicians or people who are assigned of them. Keep away from children! Dispose only residue-less packaging.

Storage and marking

Expiry-date and LOT – see package.

Storage

4-22°C/39-72°F

Keep away from direct sunlight and heat sources.

Hygienic recommendations

Adherence of the following recommendations assures optimal hygienic terms while using Prebond SE.

- Disposable brushes should only be used at one patient

- Close bottle immediately after use and disinfect them with current agents.

Packaging

Prebond SE, 5ml

0482

Instruction for use

Prebond SE R

